



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



## DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

### DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO

O objeto deverá ser contratado até: 21/10/2024

### INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR DEMANDANTE

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela demanda: Iramir Maria da Conceição dos Santos

E-mail: pmboc2021@hotmail.com

Telefone: (35) 3841-3153

### Indicação do Agente Público Responsável pela Fiscalização

Fiscalização – Nome: Iramir Maria da Conceição dos Santos

### INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

#### Descrição sucinta da solicitação:

Aquisição de materiais de consumo e equipamentos odontológicos.

#### Descrição da necessidade da contratação:

A contratação se torna necessária para conservar o serviço de atendimento odontológico no município, prestados através das UBS's com a Saúde Bucal da Cidade.

#### Descrição dos resultados pretendidos:

A presente contratação busca continuar provendo o devido atendimento a população do serviço odontológico do município.

#### Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

As quantidades estimadas para a realização deste Processo Licitatório foram baseadas em levantamento feito “in loco”, considerando o uso de materiais e equipamentos por parte de cada unidade.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde.
1		<b>Ácido fosfórico 37%.</b> Esmalte/dentina de fácil controle de escoamento, gel, seringa 2,5ml.	Und	200
2		<b>Agente de união multiuso.</b> Para aderir resina fotopolimerizável. combinar primer e adesivo em único frasco e conter resina dimetacrilatos elastoméricas, monofosfato de dipentaeritriolpentacrilato, fotoiniciadores, estabilizadores, hidroflueto	Frasco	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		deceetilamina, acetona. Frasco com 4ml		
3		<b>Agulha gengival curta 30g para anestesia.</b> Descartável, cx com 100 tubetes de 1,8 ml, esterilizadas com raiogama-cobalto.	Caixa	40
4		<b>Agulha gengival longa 27g para anestesia</b> Descartável, esterilizadas com raio gama-cobalto. cx com 100 unid.	Caixa	4
5		<b>Algodão em rolete – 500g, 100% algodão</b>	Pacote	300
6		<b>Almagama GS-80 em cápsulas frasco com 50 capsulas</b> Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.	Frasco	5
7		<b>Anestésico citocaína 3%.</b> Vasoconstritor com 50 tubetes de 1,8ml	Caixa	2
8		<b>Anestésico lidocaína 3%.</b> Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada	Caixa	80
9		<b>Anestésico tópico em gel/mucosa 12 gr.</b> Sabor menta. Não manipula do frasco.	Und.	15
10		<b>Bicarbonato de sódio pó aromatzado</b> Uso em profilaxia odontológica pelo método de jato bicarbonato e água 500gr.	Frasco	20
11		<b>Broca laminada contra ângulo ca nº.8</b>	Und.	2
12		<b>BROCA LAMINADA CONTRA ângulo ca nº.4</b>	Und.	2
13		<b>Broca diamantada nº1012</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada nº 1012. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e rebarbas esterilizáveis através de calor úmido ou seco, ou por agentes químicos sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	70
14		<b>Broca diamantada nº1013</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada nº 1013. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	70
15		<b>Broca diamantada nº1014.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada nº 1014. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	70
16		<b>Broca diamantada nº1014hl.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço	Und.	60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		broca diamantada n°1014 hl. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas-esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.		
17		<b>Broca diamantada n°1015.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 1015. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003	Und.	30
18		<b>Broca diamantada n°1016.</b> Esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 1016. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, esterilizáveis através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	40
19		<b>Broca diamantada n°2135.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 2135. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	60
20		<b>Broca diamantada n°2135f.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço in broca diamantada n°2135f. Ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso 9001:2000 e iso 13485:2003.	Und.	40
21		<b>Broca diamantada n° 3118.</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox	Und.	60
22		<b>Cabo de bisturi n° 3, inox 13cm</b>	Und.	2
23		<b>Cimento de hidróxido de cálcio quimioativo.</b> Caixa com pasta base 13 gr catalisadora 11 gr cada	Kit	10
24		<b>Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável.</b> Para forramento de cavidades profundas e proteção Ind cimento de hidróxido de cálcio Fotopolimerizável p/ forramento de cavidades profundas e proteção indireta da polpa-seringa de 2g.	Und.	10
25		<b>Cimento obturador provisório 25g.</b> Massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. obturador provisório normal. cimento provisório	Frasco	3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora.		
26		<b>Enxaguante bucal com Clorexedina 0,12%.</b> (não manipulada) parabocicho 250ml.	Frasco	10
27		<b>Creme dental fluoretado – tubo c/90 gr.</b> Composição: Fluoreto de Sódio (1450 ppm de Flúor), Triclosan 0,3%, Água, Glicerina, Sorbitol, Sílica Hidratada, Lauril Sulfato de Sódio, Copolímero PVM/MA, Aroma, Carragema, Sacarina Sódica, Hidróxido de Sódio, Corante Branco CI 77891.	Und.	1600
28		<b>Envelope auto-selante 90 x 260mm – cx c/100.</b> Para esterelização de material em autoclave	Caixa	250
29		<b>Escova de robson</b> Para contra ângulo cônica branca	Und.	100
30		<b>Escova multiuso odontologia</b> Para limpeza de material	Und.	1
31		<b>Escova de dente infantil</b> Ângulo da cabeça côncavo, com cerdas centrais, cabo ergonômico antideslizante	Und.	1.000
32		<b>Escova dental tamanho 32.</b> Ângulo da cabeça côncavo, com cerdas centrais, cabo ergonômico antideslizante	Und.	2.000
33		<b>Espelho clinico bucal nº05.</b>	Und.	80
34		<b>Fio agulhado de seda preta 4-0,agulha de 17mm e circunferência de 1/2.</b> Estétil,para sutura de tecidos orgânicos,cx com 24 unidades	Caixa	10
35		<b>Fita matriz de aço 5mm x 0,05mm x 0,5 metros</b>	Und.	15
36		<b>Fita matriz 7mm x 0,05mm x 0,5 metros</b>	Und.	15
37		<b>Fio dental 500m encerado.</b>	Rolo	8
38		<b>Fluor gel neutro com 200ml.</b> Não manipulado,	Frasco	10
39		<b>Formocresol frasco com 20ml.</b> Composição: Formaldeído, orto-Cesol, Glicerina e Alcool Etílico 96°	Frasco	2
40		<b>Kit restaurador Provisório IRM Pó e Líquido</b> Cx com pó 38 gr e líquido 15ml cada.	Caixa	1
41		<b>Indicador biológico esteril 24 horas de incubação (BT20)</b> Para vapor saturado caixa com 10 unid, indicador biológico desenhado para o controle de processos de esterilização a vapor a 121 – 135° C, assistidos por vácuo e com deslocamento de ar por gravidade.	Caixa	20
42		<b>Ionômero de vidro restaurador</b> Cimento de presa rápida, com biocompatibilidade e capacidade de liberação de flúor com a finalidade anticariogênico- kit na cor a3 contendo pó 10g e líquido 8ml.tempo de mistura 0 a 1 minuto,tempo de presa 3 a 4 minutos, radiopaco, adere a dentina e ao esmalte	Kit	30
43		<b>Indicador químico para monitorização</b> Ciclos de esterilização a vapor	Caixa	10
44		<b>Lamina de bisturi nº15, estétil.</b>	Und.	40
45		<b>Micro aplicador descartável regular.</b> Para agentes de união de resina fotopolimerizável, com 100 cada frasco confeccionados em haste flexível e minúsculas fibras, são utilizados para	frasco	60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		transferir soluções e líquidos, tais como colas, selantes, forradores cavitários, ácidos, fluoretos, primers, silanos, entre outros para o local de aplicação sem absorver e perder os mesmos. Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto 1/8 de uma gota. Composição: polipropileno e fibras de poliamida. Produto não perecível e de uso único. Contém 100 unidades.		
46		<b>Óleo lubrificante para alta e baixa rotação spray aerosol com bico aplicador 200 ml.</b> Óleo mineral não atóxico, de baixa viscosidade e elevado grau de pureza, anti-oxidante e lubrificante das partes móveis dos instrumentos odontológicos, deve suportar altas temperaturas de esterilização sem perder suas propriedades anti-oxidantes e lubrificantes. com 12 frascos.	caixa	2
47		<b>PINÇA DENTAL clínica odontológica n.º 317</b>	Und.	30
48		<b>Porta amálgama de plástico autoclavável, esterilizável em autoclave a 121º C, composição: Poliacetal</b>	Und.	02
49		<b>Adaptador inox de contra ângulo para pontas diamantadas.</b>	Und.	10
50		<b>Cabo para espelho clínico n.º 5 em alumínio, colorido.</b>	Und.	30
51		<b>Clorexidina 2% 100ml uso odontológico.</b>	Frasco	10
52		<b>Espatula para resina titânio n.º 4 aço inox autoclavável.</b>	Und.	08
53		<b>Destiladora de água.</b> Alimentação: 127/220 v ~; Frequência: 50/60 hz; Potência: 750 w; Tanque de pressão: inox; Volume destilado: 1 l/h; Eficiência do calor: 95%; Filtro: filtro de carvão ativado; Capacidade do reservatório: 4 l; Dimensão do produto: 380x235 mm; Dimensão da embalagem: 450x260x290 mm; Peso líquido: 3,5 kg; Peso bruto: 4,7 kg; Acessórios que acompanham a destiladora: Tampa de condensação; Bicogua de água; Reservatório para coleta de água destilada; Tampa do reservatório para coleta de água destilada; Cabo entrada de força; Plug de alimentação da tampa de condensação; Cabo entrada de força; Validade indeterminada; Origem: brasil.	Und.	03
54		<b>Seladora odontológica com suporte e guilhotina 110v.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte para papel grau cirúrgico, regulagem para diferentes tamanhos de papeis e até 25 cm de grau de selagem.</li><li>• Ajuste de temperatura de selagem, que permitirá ajuste para uma selagem segura e rápida. Além de possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel.</li><li>• Braço de selagem com trava</li><li>• Fechamento alavanca manual com trava.</li><li>• Indicador luminoso- on/off</li><li>• Para trazer maior segurança para quem está manuseando o equipamento.<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoio anterior removível</li><li>• Chave de apoio central desmontável, para facilitar o transporte</li><li>• Trilho de corte duplo (2 lados)</li></ul></li></ul>	Und.	03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corpoemaço inox</li><li>• Alimentação 127~</li><li>• Frequência: 50/60</li><li>• Potencia: 570/460 w</li><li>• Dimensão do produto: 238x470x390 mm</li><li>• Peso liquido: 6,4 kg</li><li>• Peso bruto: 8,26 kg</li><li>• Validade: indeterminada</li><li>• Origem: brasil</li></ul>		
55	<p><b>Bomba vácuo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Especifica para ser instalada ao lado da cadeira odontológica sem quebra de pisos ou adaptações. Que aproveite a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo</li><li>• Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda tubulação interna.</li><li>• Turbinacompletaemliga de bronze</li><li>• Filtro com coletor de detritos na entrada da sucção</li><li>• Informaçõestécnicas:</li><li>• Dimensão sem gabinete: largura:28 cm altura: 31cm comprimento:26cm</li><li>• Dimensão com gabinete: largura: 33cm altura 36cm comprimento: 29,5 cm</li><li>• Peso liquido sem gabinete: 15,70kg peso líquido com gabinete 19,50kg</li><li>• Peso bruto: 20,70 kg</li><li>• Alimentaçãobivolt 127v / 220v</li><li>• Dimensões:</li><li>• Garantia: 12 meses</li><li>• Instalaçãotécnicacredenciada: sim</li><li>• Frequência: 60hz</li><li>• Comando de acionamento: eletrônico</li><li>• Vácuo maximo: 330 mmhg /12,92 inhg</li><li>• Motor (potencia): 1/3 cv</li><li>• Rotações de motor (rpm): 3450-60 hz</li></ul> <p>Corrente 14,7a(220v) / 9,5a (110v)</p>	Und.	07
56	<p><b>Fotopolimerizador odontológico .</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foto polimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.</li><li>• Entrada 110v-240v (bivolt) / 50-60hz</li><li>• Intensidade da luz de saída:1200 mw/cm<sup>2</sup></li><li>• Capacidade da bateria: 2200 mah</li><li>• Comprimento de onda ótico de saída: 440 – 480nm.</li><li>• Efeito de solidificação: 5s/3mm</li><li>• Bipsonoroindicativo a cada 10 segundos</li><li>• Desligarautomaticamenteao final do tempo solicitado</li><li>• Peça de mãoanatômica para melhormanuseio</li></ul>	Und.	5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Silencioso.</li><li>• Sem Fio</li></ul> <p>Longo tempo de vida útil do led.</p>		
57		<p><b>LIMA K 1ª SÉRIE EMBALAGEM COM 6UNID.EM 25MM /21MM, Nº 15</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uso para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares.</li><li>• Secção transversal em forma de quadrado.</li><li>• Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.</li><li>• Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) 02.</li><li>• Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante.</li><li>• Alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.</li><li>• Comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.</li></ul> <p>Embalagem com 6 unidades.</p>	Kit	20
58		<p><b>Porta agulha tipo mathieu inox, 14cm, registro na ANVISA, autoclavável</b></p>	Und.	10
59		<p><b>Resina fotopolimerizável cor A1</b></p> <p>Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência. Cor A1 Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.</p>	Tubo	20
60		<p><b>Resina fotopolimerizável Cor A2</b></p> <p>Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal micro híbrido. Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência.</p>	Tubo	40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.		
61		<b>Resina fotopolimerizável Cor A3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consistência: Composta.</li><li>• Preenchimento: 2,5mm.</li><li>• Restaurador universal microhíbrido.</li><li>• Composição: TEGDMA, bisgma, Cerâmicasilanizada tratada;</li><li>• Benzotriazolil-4-metilfenol.</li><li>• Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.</li><li>• Elevada dureza.</li><li>• Resistência à compressão e à fratura.</li><li>• Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.</li><li>• Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.</li><li>• Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.</li><li>• Sistema de cores simplificado.</li><li>• Maior fluorescência.</li></ul> Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.	Tubo	40
62		<ul style="list-style-type: none"><li>• Resina fotopolimerizável cor A 3,5</li><li>• Consistência: Composta.</li><li>• Preenchimento: 2,5mm.</li><li>• Restaurador universal microhíbrido.</li><li>• Composição: TEGDMA, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.</li><li>• Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.</li><li>• Elevada dureza.</li><li>• Resistência à compressão e à fratura.</li><li>• Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.</li><li>• Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.</li><li>• Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.</li><li>• Sistema de cores simplificado.</li><li>• Maior fluorescência.</li><li>• Cor A 3,5</li></ul> Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.	Tubo	20
63		<ul style="list-style-type: none"><li>• Resina fotopolimerizável cor A 4</li><li>• Consistência: Composta.</li><li>• Preenchimento: 2,5mm.</li><li>• Restaurador universal microhíbrido.</li><li>• Composição: TEGDMA, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.</li><li>• Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório.</li><li>• Elevada dureza.</li><li>• Resistência à compressão e à fratura.</li><li>• Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais.</li><li>• Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada.</li><li>• Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas.</li><li>• Sistema de cores simplificado.</li><li>• Maior fluorescência.</li><li>• Cor A 4</li></ul>	Tubo	20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.		
64		<b>Ultrassom com jato de bicarbonato</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ultrassom com jato de bicarbonato</li><li>• Tensão 110/220 50/60 hz</li><li>• Potência do ultra som (w) 10</li><li>• Frequência do ultrassom (khz) 29-32</li><li>• Pressão da entrada de água (psi) 15-72</li><li>• Pressão da entrada de ar (psi) 7080</li><li>• Aplicações:<ul style="list-style-type: none"><li>• Destartarização</li><li>• Remoção de pino e coroa</li><li>• Condensação de amalgama</li><li>• Condensação de inlys-onlays</li><li>• Condensação de guta percha</li><li>• Endodontia</li><li>• Periodontia</li><li>• Micro-retro cirurgia</li></ul></li></ul>	Und.	3
		Remoção de manchas escuras dos dentes.		
65		<b>Saca broca universal odontologia</b> , para turbinas de alta rotação, cor azul, autoclavável.	Und.	10
66		<b>Seringa carpule p/anestesia c/ aspiração sem refluxo</b> , fabricada em aço inox, autoclavável, registro na ANVISA.	Und.	02
67		<b>Sonda exploradora dupla nº05</b> , fabricada em aço inox	Und.	25
68		<b>Sugador pacotes com 40unid.</b> Dimensões da unidade: diâmetro 6,5mm, comprimento 15cm, não estéril, material da ponta fixa: PVC, material do tubo: PVC e um fio de cobre metálico.	Pacote	120
69		<b>Tesoura Íris 11,5cm</b> , clínica, para remoção de sutura	Und.	15
70		<b>Tiras de lixasof-lex</b> Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro; <ul style="list-style-type: none"><li>• Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca);</li><li>• Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes;</li><li>• 4 mm de largura e 170 mm de comprimento;</li><li>• Caixa com 50 ou 150 unidades;</li><li>• Sistema de acabamento e polimento, indicadas para superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro.</li><li>• Polimento do ponto de contato proximal, com centro neutro (sem abrasivo).</li><li>• Formado em poliéster que oferece granulação médio/grossa.</li><li>• Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina dentária composta.</li></ul>	Caixa	40
71		<b>Tira de lixa aço 4 mm</b> Fabricada pela Horico, lixas de aço inoxidável livre de ferrugem, que possuem maior durabilidade e proporcionam um corte macio.	Pacote	40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		As tiras são feitas com matéria-prima alemã e perfeitas em diversos procedimentos. <ul style="list-style-type: none"><li>• Conteúdo da embalagem com 12 Unidades de tira de aço Horico;</li><li>• Tamanho: 4mm;</li><li>• Material: Aço inoxidável;</li><li>• Validade: Indeterminado;</li><li>• Dimensões da embalagem: 4,0 x 0,1 x 22,0 cm;</li><li>• Peso com embalagem: 5g;</li></ul>		
72		<b>Tira de poliéster 5mm uso odontológico, pcte com 50unid</b> Produto deve possuir registro na ANVISA, 120 x 10 x 0,5mm	Pacote	20
73		<b>Tricresol.frasco 20ml</b>	Frasco	5
74		<b>Broca 3195</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox brocadiamantada n°3168 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	50
75		<b>Broca 3018</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox brocadiamantada n° 3018 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	35
76		<b>Broca 1032</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox brocadiamantada n° 1032 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	10
77		<b>Broca 1016</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox brocadiamantada n° 1016 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	20
78		<b>Broca 3195 f</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox brocadiamantada n°	Und.	50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		3195f esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.		
79		<b>Broca 1011</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 1011 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	20
80		<b>Broca 1034</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 1034 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	15
81		<b>Broca 1312</b> Esterilizada embalagem lacrada-indicada para preparo cavitário em aço inox broca diamantada n° 1312 esterilizada embalagem lacrada- indicada para preparo cavitário em aço inoxidável ediamantes, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas- esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação- com certificação de qualidade iso9001:2000 e iso13485:2003.	Und.	05
82		<b>Broca esférica Carbide Nº 6</b> Aprovadas pelo CE, FDA Alta rotação, Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável	Und.	5
83		<b>Broca esférica Carbide Nº 2</b> Aprovadas pelo CE, FDA Alta rotação, Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável	Und.	05
84		<b>Disco de lixa para resina</b> Os discos de lixa são indicados para acabamento e polimento de compósitos. Principais características: - costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal	Und.	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		<ul style="list-style-type: none"><li>- melhor relação custo x benefício</li><li>- granulações: grossa (bordô), média (rosa médio), fina (rosa claro) e extrafina (branco)</li><li>- tamanho: 12mm, 16mm e 19mm</li></ul>		
85		<p><b>Resina flow a1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações.</li><li>• alta resistência mecânica: 72% de carga em peso.</li><li>• Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso.</li><li>• Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática.</li><li>• Elevada resistência mecânica.</li><li>• Resina composta.</li><li>• Consistência: fluida.</li><li>• Preenchimento: 2mm.</li><li>• Média viscosidade.</li><li>• Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.</li><li>• Radiopaca.</li><li>• Composição básica: opallis flow contém 72 % de carga inorgânicasilanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.</li></ul>	Und.	3
86		<p><b>Resina flow a3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações.</li><li>• Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso.</li><li>• Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso.</li><li>• Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática.</li><li>• Elevada resistência mecânica.</li><li>• Resina composta.</li><li>• Consistência: fluida.</li><li>• Preenchimento: 2mm.</li><li>• Média viscosidade.</li><li>• Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.</li><li>• Radiopaca.</li></ul> <p>Composição básica: opallis flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.</p>	Und.	01
87		<p><b>Resina flow a2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações.</li><li>• Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso.</li><li>• Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso.</li></ul>	Und.	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática.</li><li>• Elevada resistência mecânica.</li><li>• Resina composta.</li><li>• Consistência: fluida.</li><li>• Preenchimento: 2mm.</li><li>• Média viscosidade.</li><li>• Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.</li><li>• Radiopaca.</li><li>• Composição básica: opallis flow contém 72 % de carga inorgânicas ilanzada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silícina no particulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como tegdma, bis(ema), bis(gma)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.</li></ul>		
88		<b>Mini incubadora 6 compartimentos</b> , bivolt, 2l, temperatura de incubação: 60°, frequência 50/60Hz, potência 10watts, bloco de aquecimento de alumínio 1,5 polegadas.	Und.	03
89		<b>Pasta profilática 90g</b> , deve conter flúor, ação mecânica.	Und.	15
90		<b>Cunha de madeira</b> Disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, formato agudo facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno. * registro anvisa: 10291220032. <b>Itens inclusos.</b> Embalagem com 100 unidades. Cunhas interdentais produzias em madeira adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes.	Und.	05
91		<b>Saquinho de chup-chup</b> feito em PEBD 100% virgem, Dimensões: 24cm de altura x 6cm de largura x 04mm. Pacote com 100 unidades	Pacote	06
92		<b>Carbono papel de articulação para marcação oclusal, pacote com 50 folhas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dupla-face, super fino e elástico, não rasga facilmente;</li><li>• Reflete com exatidão os registros oclusais, não havendo sensibilidade inadequada durante o registro e não havendo desvio maxilar;</li><li>• Elasticidade estende e permanece assim, portanto, não há chance de distorções nas marcas devido a rebote ou quebra;</li><li>• Resistente a umidade;</li><li>• Deve ser usado em superfícies oclusais secas;</li><li>• Uma dobra central longitudinal impedirá que se enrole. Ou, use pinça para carbono;</li><li>• Use sua técnica usual de papel carbono;</li><li>• (lado vermelho/preto) marcará ambos os arcos simultaneamente;</li><li>• Ajustes precisos de equilíbrio oclusal e restauração oclusal;</li><li>• Super fino para maior precisão (21 microns);</li><li>• Não provocará reflexos mandibulares que possam desviar a mordida;</li><li>• Consistentemente produz marcas nítidas e fáceis de interpretar; sem marcas falsas;</li><li>• Ele se estica, mas não quebra. Não há snap-back para distorcer as</li></ul>	Pacote	30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



		marcas; • Possui a maior deformação plástica de todas as principais marcas testadas; (semelhante a accu-film)		
93		<b>Espátula de manipulação 24</b> Material: aço inox, autoclavável, garantia 2 anos, registro na ANVISA, cabo texturizado	Und.	04
94		<b>Fio para satura de nylon 4.0 MT 1/2 Ag. 2,0 cm</b> Aguilha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 2,0 cm, ângulo de 180° 1/2 encastada em um fio de 45cm com número cirúrgico 4.0. Embalagem com 24 unidades	Caixa	15
95		<b>Mandril para disco de polimento, CA</b>	Und.	100
96		<b>Kit para Acabamento e Polimento de Resina Sortido CA</b> Kit com 12 unidades + broqueiro. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso)+ 3 Torpedos sendo: (Branca=fino),(Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo=normal), (verde=grosso). Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina Composta.Acabamento e polimento de resina composta.	Und.	7

### Descrição dos requisitos necessários à contratação:

- O fornecedor deverá garantir a entrega do produto em perfeito estado, assim como garantia mínima de 3 meses para o mesmo, a contar da data que foi feita a requisição do material para o fornecedor.
- Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, endereço: Rua Cândido Francisco Soares 67 Bairro Centro, (beco do Banco do Brasil)no horário de 07:30h a 15:00h.exceto feriado.
- O produtos fornecidos deverão ter certificação da ANVISA, INMETRO, entre outros órgãos competentes a cada produto.
- As embalagens de transporte deverão conter informações do produto transportado, assim como sua quantidade.

### Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não se aplica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Cândido Francisco Soares, n. 67 Centro CEP – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais  
Telefone: (35) 3841-1209 E-mail: pmboc@yahoo.com.br



## Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Não se aplica

## Dotação orçamentária:

Ficha: 251, 273, 283, 310, 366, 377 Fonte: 1500, 1600, 1621, 2621

## RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Bom Sucesso, 18 de setembro de 2024

---

Iramir Maria da Conceição dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde